

DC50

 MINIAS

Vet Coagulation Analyzer

DC50 Vet Coagulation Analyzer

Sistema portatile per il monitoraggio dei parametri di coagulazione in ambito veterinario.

Il sistema permette il dosaggio del tempo di protrombina (PT/INR), tempo di protrombina parziale attivato (aPTT), tempo di trombina (TT), fibrinogeno (FIB), tempo di coagulazione attivato (ACT).

Per il funzionamento è sufficiente una goccia di sangue applicata direttamente sulla striscia reattiva e non richiede calibrazioni o manutenzioni.



Specifiche

Metodo: elettrochimico

Campione: venoso o capillare

Peso: 300g inclusa batteria

Tempo di reazione: 60-480 sec

Dimensioni: 160.4×80x39 mm

Display: 4 pollici touch screen a colori

Memoria Campioni: >300 test

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice	Descrizione	Test/Kit
MG-CA-CG01	Vet Coagulation Analyzer DC50	-
MG-CA-T001	PT/APTT/FIB/TT/ATC Combo 5 - strisce reattive a 5 parametri di coagulazione	12
MG-CA-T002	Tempo di Protrombina - strisce reattive per la determinazione del PT	12
MG-CA-T003	Tromboplastina parziale attivata - strisce reattive per la determinazione dell'aPTT	12
MG-CA-T006	Tempo di coagulazione attivato	12

Distribuito in Italia da

MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS SRL

Via Ancona 11R - 17100 Savona
Tel. 019/824844 - Fax. 019/829481
Email: info@minias.it