

# Sistema Finecare™



## Finecare™ Meter Plus

Sistema di misura ad immunofluorescenza per l'esecuzione di dosaggi quantitativi da prelievo capillare.

### Esecuzione del test in tre semplici passaggi

1. Raccolta del sangue capillare
2. Miscelazione del sangue capillare con il reagente
3. Aggiunta della miscela sulla card reattiva

### Caratteristiche Tecniche

- Sorgente di eccitazione a LED
- Interfaccia Touchscreen
- Stampante integrata
- Dimensioni: 270x238x146 mm
- Peso: 2.8 Kg



### Test Disponibili:

- Infiammazione (CRP)
- Diabete (HbA1c, Microalbumina)
- Gravidanza ( $\beta$ -HCG)
- Tiroide (TSH)
- Prostata (PSA, PSA libero)
- COVID (Anticorpi 2019-nCoV)

### Specifiche

- Kit da 25 test per kit
- Conservazione a temperatura ambiente
- Non necessita calibrazione
- Scadenza 2 anni dalla produzione

## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice	Descrizione	Test/Kit
W201	CRP (C-reactive protein) Rapid Quantitative Test	25
W207	HbA1c Rapid Quantitative Test	25
W225	$\beta$ -hCG Rapid Quantitative Test	25
W220	TSH (Thyroid-stimulating hormone) Rapid Quantitative Test	25
W206	Microalbumin Rapid Quantitative Test	25
W209	PSA (Prostate Specific Antigen ) Rapid Quantitative Test	25
W230	fPSA (Free Prostate Specific Antigen) Rapid Quantitative Test	25
W278	SARS-CoV-2 IgM/IgG Test	25
W290	2019-nCoV RBD Antibody Test	25
FS-113	Finecare™ Meter Plus	-

Distribuito in Italia da

**MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS SRL**

Via Ancona 11R - 17100 Savona  
Tel. 019/824844 - Fax. 019/829481  
Email: info@minias.it