

Entra nel mondo Cardioline

Walk200b


Registratore per il monitoraggio ambulatoriale della pressione

- Registratore per il monitoraggio della pressione arteriosa fino a 24 ore disponibile **con connettività Bluetooth o con cavo USB**
- Compatibile con il software di lettura e analisi Cardioline CubeABPM
- Semplice da usare, leggero e compatto per massimizzare il comfort del paziente. Dimensioni contenute e pompa silenziosa
- Algoritmo auto adattante per il controllo del gonfiaggio del bracciale
- Pratico display LCD per la visualizzazione dei valori misurati e dei messaggi di servizio (funzionalità disabilitabile via software)
- Possibilità di segnalare manualmente degli eventi come inizio/fine sonno o particolare attività di stress



Specifiche tecniche

Metodo di acquisizione	Oscillometrico
Intervallo di valori pressione	Sistolica da 60 a 290 mmHg Diastolica da 30 a 195 mmHg
Intervallo di frequenza	da 30 a 240 battiti al minuto
Intervallo di misurazione	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 90 e 120 minuti
Protocollo di misurazione	2 gruppi di intervallo modificabili
Capacità di memoria	300 misurazioni
Trasferimento dati	Bluetooth (classe 1/100 m) USB (opzionale)
Dimensioni e peso	128 x 75 x 30 mm 240 g (batterie incluse)



Utilizzo **stand-alone**: gli esami possono essere scaricati dai registratori al sistema CubeABPM tramite Bluetooth o via cavo USB per essere poi analizzati, refertati e archiviati.

Applicazioni di **TeleHealthcare**: gli esami possono essere scaricati dai registratori ed inviati a Cardioline Web ABPM per analisi e refertazione da remoto.

