

Precisione
in farmacia
dal 1986
MADE IN ITALY

ROBUSTEZZA
FUNZIONALITA'
STILE

**BODY
WEIGHT**

Body Weight Smart BWS-XA

BWS-XA è una moderna bilancia pesapersona con display a colori e stampante con taglierina automatica, adatta a chi vuol fornire, ad un **costo contenuto**, un servizio professionale di qualità, senza problemi tecnici. Misura peso e altezza e stampa uno scontrino con il calcolo del BMI, ovvero l'indice di massa corporea, che è il metodo suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per giudicare il peso di una persona. Il BMI viene anche mostrato sul display con un colore diverso in base al risultato. BWS-XA è la bilancia ideale per farmacie, case di cura e ospedali (nella versione medicale).



Particolare del display a colori con indicatore analogico BMI

BODY WEIGHT	
FARMACIA CENTRALE VIA EDISON 21 47122 FORLÌ TEL.0543 723428	
26-01-2017	19:08
PESO: KG	83.0
STATURA: CM	172
BMI: 28.1	(SOVRAPPEO)
PESO IDEALE: 56.0 - 73.0	
IL BMI (INDICE DI MASSA CORPOREA) È UN MODO SEMPLICE ED EFFICACE PER VALUTARE IL PROPRIO PESO: BMI < 18.5SOTTOPEO BMI 18.5 / 25PEO NORMALE BMI 25 / 29.9SOVRAPPEO BMI 30 / 35OBESITA' CLASSE I BMI > 35OBESITA' CLASSE II	
TIENI SOTTO CONTROLLO IL TUO PESO CONTROLLANDO CON REGOLARITA' IL TUO INDICE DI MASSA CORPOREA	

Esempio di scontrino

Specifiche:

- Pesa fino a 200Kg con precisione di 100 g
- Misura l'altezza fino a 200 cm con precisione 1 cm
- Gettoniera elettronica a comparazione
- LCD a colori da 7 pollici
- Robusta cella di carico
- L'intestazione dello scontrino può essere personalizzata con testo o con logo
- Bilancia robusta e facile da usare
- Stampante veloce e di alta qualità con tagliacarta automatico (lo scontrino cade dopo essere stato tagliato, non può essere toccato dai clienti e non possono inceppare la stampante.)
- Stampa Peso, Altezza, BMI e giudizio: Sottopeso, Peso Ideale, Sovrappeso, Obesità classe I e classe II e dà un'indicazione di un peso ideale minimo e massimo.

Dimensioni: 33x66x236 cm - peso 45 kg

Alimentazione: 230V - 35VA

DPS-Promatic produce le bilance Body Weight e i misuratori di pressione arteriosa AutoPress fin dal 1985, interamente in Italia. Fino al 2007 sono stati venduti con il marchio Royal. I nostri prodotti sono presenti in oltre 3000 farmacie italiane e in diversi paesi del mondo. Le nostre macchine sono robuste e affidabili e hanno una vita media di oltre 10 anni.

Prodotta in Italia da DPS-Promatic srl - via Edison 21, 47122 Forlì - Tel.0543-723428 - Fax.0543-796725

E-mail: dps1@dps-promatic.com - www.pesapersona.com



BODY WEIGHT
AUTOPRESS
www.storino.com www.agerosone.com

Da oltre 30 anni
produciamo in ITALIA
bilance pesa e
misuratori di

0.0
0.0
0.0
PESO ESATTO
QUANTO PESI OGGI?

0.0
0.0
0.0
PESO ESATTO
QUANTO PESI OGGI?

0.0
0.0
0.0
PESO ESATTO
QUANTO PESI OGGI?

BODY WEIGHT
PESO ESATTO
QUANTO PESI OGGI?

BODY WEIGHT
PESO ESATTO
QUANTO PESI OGGI?

BODY WEIGHT
PESO ESATTO
QUANTO PESI OGGI?

